



Nombre

Venda elástica de algodón

Cotton elastic bandage

Código externo

04.01.VA/VAC

Código interno

07.VA/VAC

Descripción

Brinda soporte activo en el tratamiento y prevención de edemas e insuficiencia venosa. Indicada en post-operatorios de cirugía varicosa, flebitis, trombosis y tromboflebitis. Ayuda a evitar la formación de hematomas y alivia el dolor. La venda está elaborada a partir de hilados de alta calidad e hipoalergénicos, obteniendo como resultado un producto de alta elasticidad, compresión y durabilidad.

Modo de acción

El vendaje compresivo tiene como objetivos: reducir el edema y mejorar el retorno venoso. Una mayor compresión aplicada en una zona puntual que disminuye de forma ascendente, favorece el correspondiente regreso del flujo sanguíneo al corazón, disminuyendo el diámetro de los vasos sanguíneos. Brinda calor terapéutico acelerando el proceso de recuperación.

Materialidad

Elaborada a partir de elástico de trama abierta, que brinda respirabilidad a la piel, y es agradable al tacto; compuesto por algodón -fibra natural, hipoalergénica-, elastodieno y poliéster. La cara interna, que permanece en constante contacto con la piel, es de algodón.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno de cadera

Talla	Medida	Código de barras
VA10	2,5 mts.	7798128670146
	3 mts.	7798128670160
	25 mts.	7798128670153
	50 mts.	7798128670207
VA7	3 mts.	7798128670290
VA5	3 mts.	7798128672362
VAC10	2,5 mts.	7798128672409
	3 mts.	7798128672416
	25 mts.	7798128672430
	50 mts.	7798128672447

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un tamaño diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Realizar el vendaje alrededor de la zona afectada en forma de espiral, comenzando por el extremo del miembro y encimando la mitad de la venda sobre la colocada anteriormente. Se debe regular la compresión teniendo en cuenta que la mayor compresión debe efectuarse en el extremo inferior del miembro, y debe disminuir al ascender.
2. Verificar que no se formen arrugas en la venda y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
3. Al finalizar, colocar en el extremo los ganchos sujetadores.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Realizar el tratamiento cuando el edema sea menor, por la mañana en la cama o después de una sesión de elevación de piernas. Una excesiva tensión de ajuste de la venda puede impedir la correcta circulación sanguínea.

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Beige - Crudo
NCM	6307.90
Peso sin envase	
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Linfedemas
- * Flebotrombosis
- * Tendinitis
- * Tromboflebitis
- * Tenosinovitis
- * Entorsis
- * Distensiones musculares
- * Rotura fibrilar parcial
- * Fisuras y epifiolisis no desplazadas
- * Esguinces de primer y segundo grado
- * Insuficiencias venosas crónicas

Composición

Algodón 75%, Elastodieno 20 %, Poliéster 5%.

Productos relacionados

VT

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-14 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global