



Nombre

Inmovilizador de hombro con abducción a 30°

Shoulder immobilizer with abduction at 30°

Código externo

01.04.505

Código interno

25.505

Descripción

Inmoviliza hombro y brazo, permitiendo una adecuada recuperación. Cuenta con un almohadón de abducción de hombro, el cual mantiene la articulación del hombro a 30°. Las bandas de sujeción inmovilizan y mantienen el brazo en una posición confortable cerca del tronco, impidiendo movimientos laterales. La tira regulable sobre el hombro cuenta con pasadores, que permiten ajustar el producto a la altura deseada. Los abrojos brindan firme sujeción de las mismas sobre el separador. Diseño anatómico universal, que permite un ajuste adecuado para cada tratamiento. Puede utilizarse en ambos brazos.

Compuesto por: A) Separador de espuma de alta densidad para hombro, B) Cinturón torácico, C) Sujetador de codo (47cm), D) Sujetador de muñeca (28cm), E) Soporte de hombro.

Modo de acción

Funciona como inmovilizador de hombro, impidiendo los movimientos de abducción, fijando la articulación a 30°. Se utiliza en casos de reposo absoluto de la articulación gleno-humeral. El inmovilizador contiene y estabiliza la articulación escapulo-humeral, además de producir la descarga de la articulación del hombro, dejándola en reposo para una correcta recuperación. La sujeción del brazo resulta fundamental para la recuperación de traumatismos, tratamientos de luxaciones, recuperación de lesiones escapulo humeral, estabilización post artroscopia de hombro, tratamiento de dislocaciones de hombro y brazo, procesos post quirúrgicos en general.

Materialidad

Elaborado con espuma de poliuretano, velour de poliamida y no-tejido de polipropileno. El velour de poliamida de la cara externa, colabora con la sujeción del abrojo y es agradable al tacto. El interior del material está compuesto por goma espuma de poliuretano, la cual otorga una protección y sujeción confortables.

Tabla de talles / Código de barras

UNIVERSAL 7798094541624

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	9021.10.10.900L.
Peso sin envase	260 g. / 0.260Kg.
Peso con envase	290 g. / 0.290Kg.
Volumen con envase	35 cm3
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Instrucciones de uso

- Colocar el separador de abducción (A) debajo del brazo a tratar, procurando que el mismo quede en un ángulo de 30° regulando la altura del separado.
- Ajustar con el cinturón torácico (B) al separador de abducción, de manera tal que no se mueva.
- Colocar los sujetadores de codo (C) y de muñeca (D) en las respectivas zonas sin ajustar al separador.
- Doblar el codo a 90° y reposar el brazo sobre el separador de abducción (A).
- Ajustar los sujetadores de codo (C) y de muñeca (D) al separador de abducción.
- Colocar el soporte de hombro (E) en el soporte de muñeca (D) y pasar la cinta por el hombro opuesto al que se desea tratar, luego ajustar en la parte posterior del separador de abducción (B).

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Goma Espuma de Poliuretano 77%, Poliamida 12.5%, Polipropileno 10.5%

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Patologías

- * Lesiones escapulo humeral.
- * Luxación gleno humeral.
- * Dislocación de hombro.
- * Subluxaciones de la articulación escapulo humeral.
- * Traumatismos de hombro.

Productos relacionados

501 - 501N - 502 - 503 - 504 - 1216