



Nombre

Soporte anti ronquido

Anti-snoring Strap Support

Código externo

02.15.ANR

Código interno

16.ANR

Descripción

Durante el descanso, por la posición de la mandíbula los tejidos blandos de la garganta limitan el canal de respiración produciendo vibraciones (ronquido). El soporte ayuda a mantener el mentón en una posición neutra, incrementando el espacio en las vías respiratorias para reducir las vibraciones, reduciendo sustancialmente el ronquido.

Modo de acción

El anti ronquido ayuda a mejorar el descanso, la relajación muscular y aumenta los niveles de oxígeno. El uso del anti ronquido no imposibilita hablar, beber ni respirar. La elasticidad del material permite adaptarse a la anatomía de cada usuario.

Materialidad

Elaborado en neoprene de 1,5mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en ambas caras. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislamiento térmico, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. su revestimiento ofrece control de elasticidad y una suave textura.

Tabla de tallas / Código de barras

	Circunferencia de cabeza	Circunferencia de coronilla a mentón	
S	52 a 54 cm	61 a 65 cm	7798128673567
M	55 a 57 cm	66 a 68 cm	7798128673574
L	58 a 60 cm	69 a 73 cm	7798128673581

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un tamaño diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Tomar el producto dejando la zona más ancha hacia adelante, y la tira más larga hacia arriba.
2. Introducir la cabeza por el orificio inferior hasta el cuello, de manera que la etiqueta quede detrás de la cabeza.
3. Subir la parte delantera hasta cubrir el mentón.
4. Levantar las tiras superiores hasta que las orejas queden dentro de los orificios laterales. El logo Wellbrace debe quedar en el lateral superior derecho.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

Antes de utilizar el soporte anti ronquido consulte a un especialista. No está indicado en casos de resfriados, sinusitis, problemas respiratorios graves, problemas cardíacos o apnea del sueño. No se recomienda su uso en embarazadas o menores de 18 años. En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Los resultados de cada persona pueden variar según las circunstancias de sus ronquidos.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Insomnio.
- * Interrupción de fases MOR.
- * Ronquido severo.
- * Trastornos del sueño.

Composición

Interior: Policloropreno 100%
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	30 g / 0,030 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global