



Nombre

Banda metatarsal

Metatarsal support

Código externo

03.01.401

Código interno

15.401

Descripción

Brinda alivio al usuario con metatarsalgia. Indicada para el tratamiento de lesiones asociadas al metatarso. Evita que los huesos de la zona se vean expuestos a sobrecargas y altas tensiones mecánicas. Contiene una almohadilla anatómica, removible y de material espumado en forma de oliva, que cumple la función de elevar el metatarso. Por su elasticidad, el producto se adapta al contorno de la parte media del pie, brindando un ajuste confortable.

Modo de acción

La almohadilla ubicada en la parte media del pie, permite un apoyo suave y la elevación de la zona metatarsal, ayudando a aliviar el dolor, descargando el peso corporal de manera más equilibrada en la planta del pie y mejorando el andar. La acción del producto ubica al metatarso en una posición natural y anatómica. Comprime y reestructura el arco anterior del pie, proporcionando así la descarga de peso adecuado sobre los metatarsos centrales.

Materialidad

Elaborada a partir de elástico de trama cerrada, que brinda compresión y es agradable al tacto; compuesta por 100% poliéster.

Tabla de tallas / Código de barras

Según número de calzado

Talla	EURO	USA Men	USA Wom	Código de barras
S	34 - 37	2 1/2 - 5	4 - 6 1/2	7798094548791
M	37 - 40	5 - 7 1/2	6 1/2 - 9	7798094548807
L	40 - 43	7 1/2 - 9	9 - 12	7798094548814
XL	43 - 46	9 - 12	10 1/2 - 13 1/2	7798094548821

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talla diferente al indicado en la tabla.

Envase	Caja de cartón
Cantidad	2 unidades
Color	Negro
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	43 g. / 0.043 Kg.
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Instrucciones de uso

- Colocar el producto en el pie, tener en cuenta que la oliva debe quedar en el plantar medio y la punta de la misma hacia adelante.
- Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda retirar las olivas. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Poliéster 100%

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Patologías

- * Metatarsalgias
- * Helomas plantares
- * Hiperqueratosis
- * Hiperapoyos
- * Vencimientos metatarsales
- * Disminución del panículo adiposo
- * Artritis reumatoidea

Productos relacionados