



Nombre

Cabestrillo doble sujeción

Double-strap arm sling

Código externo

01.04.501/501N

Código interno

25.501/501N

Descripción

Brinda sujeción firme al brazo y antebrazo, permitiendo una mejor y más pronta recuperación. Diseñado para dolencias del hombro, fracturas y luxaciones del brazo, codo y antebrazo. De simple y rápida colocación. Cuenta con dos tiras regulables, una pasa por detrás de la espalda y otra sobre el hombro, junto a su sistema de cierre con abrojos, permiten ajustar el producto a la altura deseada. Funciona también como sostén de yesos y férulas. Puede utilizarse en ambos brazos.

Modo de acción

El cabestrillo contiene y estabiliza la articulación del hombro, además de aliviar la descarga que se ejerce sobre el mismo, dejándolo en reposo para una correcta sanación. La sujeción del brazo resulta fundamental para la recuperación de traumatismos y patologías en muñeca, codo, antebrazo, brazo y hombro. Las tiras permiten ajustar la posición del cabestrillo según las necesidades del usuario.

Materialidad

Elaborado a partir de un tejido 100% algodón, material de fibra natural que brinda respirabilidad a la piel y evita una sudoración excesiva.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno de pecho

Talla	Medida	Color	Código de barras
XS	56 - 70 cm.	Beige	7798094540061
		Negro	7798094540085
S	71 - 85 cm.	Beige	7798094547879
		Negro	7798094540092
M	86 - 106 cm.	Beige	7798094547886
		Negro	7798094540108
L	107 - 127 cm.	Beige	7798094547893
		Negro	7798094540115

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Caja de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Beige / Negro
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	100 g / 0,1 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. Introducir el brazo a través del cabestrillo, pasando la mano por el orificio. El lado largo del cabestrillo debe sostener el antebrazo.
3. Pasar la tira del hombro rodeando el cuello, por delante del pecho, y luego a través del pasador superior, ajustando según necesidad. El brazo debe quedar a 90°.
4. Llevar la tira inferior desde la espalda hacia delante, rodeando la cintura e introduciéndola por los pasadores inferiores del cabestrillo.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Algodón 100%

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Patologías

- * Luxaciones de brazo, codo, muñeca y antebrazo
- * Traumatismos de hombro, codo y muñeca
- * Subluxaciones de la articulación escápulo humeral
- * Fracturas de brazo, codo, muñeca y antebrazo

Productos relacionados

502 - 503 - 504 - 1216