

Nombre

## Tela adhesiva de algodón

Hypoallergenic cotton-tape

Descripción

La cinta es un tejido de algodón de alta calidad recubierta con un adhesivo hipoalergénico de óxido de zinc. Recomendada para sostener almohadillas o vendajes en todo tipo de pieles. Su uso es adecuado para tratamientos prolongados. Ideal para lesiones deportivas de tejidos blandos, esguinces y distensiones. Fácilmente removible. No produce residuos.



Código externo

1460-COZ

Código interno

P771WCOZ

Modo de acción

El adhesivo de óxido de zinc es hipoalergénico y sirve para promover la cicatrización de heridas. Gracias al adhesivo, permite que la cinta se mantenga en su lugar sin la necesidad de sujetadores adicionales, ya sea para asegurar almohadillas o vendajes en cualquier zona del cuerpo. Se mantiene firme incluso durante inmersiones, protegiendo a las heridas de sustancias contaminantes.

Materialidad

Su porosidad permite que la piel respire, evaporando la humedad producto de la transpiración. Producto libre de latex, por lo que resulta apto para estar en contacto directo con la piel.

### Tabla de tallas / Código de barras

Según ancho de la cinta

COZ 1,25	1,25 cm x 4 m	7798094541839
COZ 2,5	2,5 cm x 4 m	7798094541846
COZ 5	5 cm x 4 m	7798094541853

Envase	Opp box individual	
Cantidad	1 unidad	
Color	Blanco	
NCM	3005.10.90.000W	
Peso sin envase	1,25 cm x 4 m	0,0102 kg
	2,5 cm x 4 m	0,019 kg
	5 cm x 4 m	0,0349kg
Peso con envase	1,25 cm x 4 m	0,0164 kg
	2,5 cm x 4 m	0,0292 kg
	5 cm x 4 m	0,0547 kg
Volumen con envase	1,25 cm x 4 m	0,000074 m3
	2,5 cm x 4 m	0,000118 m3
	5 cm x 4 m	0,000205 m3

Industria/Origen	China
------------------	-------

Producto importado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-34 CUIT N°: 30-59163398-4. Venta libre

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global

### Instrucciones de uso

1. Limpiar la zona de aplicación.
2. Aplicar con movimientos envolventes la zona aplicando una leve presión.
3. Al finalizar la aplicación, cortar el excedente de la venda y asegurar el extremo presionando suavemente.
4. Acomodar hasta llevarlo a su grado óptimo de confort

### Modo de lavado y Almacenamiento

Almacenar en lugar limpio y protegido de la humedad. No exponer al sol o altas temperaturas.



### Composición

100% algodón

### Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. La excesiva tensión de ajuste de la cinta puede impedir la correcta circulación sanguínea. Limpiar la piel antes de aplicar la cinta. Se recomienda reemplazar la cinta cada 3 días. Producto no reutilizable. Descartar una vez utilizado.

### Patologías

- \* Cicatrización de heridas
- \* Sujeción de apóstitos
- \* Otros

### Productos relacionados

CM - CTR - CSE