

Nombre

Cinta adhesiva plástica

Transparent plastic tape

Código externo

1460-CTR

Código interno

P771WCTR

Descripción

La cinta plástica transparente es un tejido de polietileno laminado térmicamente con una capa de adhesivo, es una cinta médica de alta resistencia y adherencia.

Recomendada para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo la sujeción de apósitos, vendajes y dispositivos médicos, en todo tipo de pieles. Su uso es adecuado para tratamientos prolongados.

Es adecuada tanto para uso en hospitales y clínicas como en entornos deportivos y en el hogar. Imprescindible para cualquier botiquín de primeros auxilios.

Fácilmente removible. No produce residuos.

Modo de acción

La cinta tiene una excelente adhesión a la piel. Gracias al adhesivo, permite que la cinta se mantenga en su lugar sin la necesidad de sujetadores adicionales, ya sea para asegurar almohadillas o vendajes en cualquier zona del cuerpo.

Es microporosa y permeable, lo que permite la respirabilidad de la piel. Además es resistente a la humedad y a la abrasión. Al ser transparente, permite un excelente control de la piel debajo, asegurando un correcto cuidado de la herida.

Materialidad

Su porosidad permite que la piel respire, evaporando la humedad producto de la transpiración.

Producto libre de latex, por lo que resulta apto para estar en contacto directo con la piel.

Tabla de tallas / Código de barras

Según ancho de la cinta

CTR	Ancho	Longitud	Código de barras
CTR 1,25	1,25 cm	9 m	7798094541808
CTR 2,5	2,5 cm	9 m	7798094541815
CTR 5	5 cm	9 m	7798094541822

Instrucciones de uso

- Limpiar la zona de aplicación.
- Aplicar con movimientos envolventes la zona aplicando una leve presión.
- Al finalizar la aplicación, cortar el excedente de la venda y asegurar el extremo presionando suavemente.
- Acomodar hasta llevarlo a su grado óptimo de confort

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. La excesiva tensión de ajuste de la cinta puede impedir la correcta circulación sanguínea. Limpiar la piel antes de aplicar la cinta.

Producto no reutilizable. Descartar una vez utilizado.

Envase	Opp box individual	
Cantidad	1 unidad	
Color	Transparente	
NCM	3005.10.90.000W	
Peso sin envase	1,25 cm x 9 m	
	2,5 cm x 9 m	
	5 cm x 9 m	
Peso con envase	1,25 cm x 9 m	0,0167 kg
	2,5 cm x 9 m	0,0333 kg
	5 cm x 9 m	0,0667 kg
Volumen con envase	1,25 cm x 9 m	0,000039 m3
	2,5 cm x 9 m	0,000070 m3
	5 cm x 9 m	0,000133 m3
Industria/Origen	China	

Modo de lavado y Almacenamiento

Almacenar en lugar limpio y protegido de la humedad. No exponer al sol o altas temperaturas.



Patologías

- * Cicatrización de heridas
- * Sujeción de apósitos
- * Otros

Producto importado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-35 CUIT N°: 30-59163398-4. Uso sin prescripción.

Director Técnico:

Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:

Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:

www.ptm.global - info@ptm.global

Composición

100% polietileno

Productos relacionados

CM - COZ - CSE