



Nombre

Rodillera con articulación ROM policéntrica

Polycentric ROM hinged knee support

Código externo

03.02.R12

Código interno

16.R12

Descripción

Controla el movimiento y otorga límites de flexión y extensión a la rodilla, gracias a dos ballenas laterales articuladas de aluminio, las cuales tienen tope a 90°. Evita la hiperextensión y la flexión más allá del ángulo recto, además de limitar el desplazamiento lateral de la articulación. Estos topes se ubican dentro de los límites naturales y adecuados para una recuperación óptima. Sirve de guía para el movimiento de la articulación de la rodilla en casos de inestabilidad ligamentaria y tratamientos post-operatorios. La apertura rotuliana brinda comodidad de uso, y la almohadilla circular mantiene a la rótula en una posición neutra. Su sistema con abrojos permite regular el ajuste del producto acorde al tratamiento indicado.

Modo de acción

La rodillera ejerce fuerzas que ayudan al seguimiento de la patela cuando la rodilla se flexiona o extiende, además de tener acción terapéutica sobre los elementos que componen la articulación: ligamentos, músculos, huesos y los meniscos. La almohadilla de refuerzo rodea la rótula y contiene la zona afectada, permitiendo un andar seguro. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3,5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush de poliamida en su cara interna. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura. El plush de su cara interna es confortable al contacto con la piel y contribuye a la contención del calor.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno 5 cm arriba de la rótula

Talla	Medida	Código de barras
S	36 - 41 cm	7798128670849
M	41 - 46 cm	7798128670856
L	46 - 51 cm	7798128670863
XL	51 - 56 cm	7798128670870

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un tamaño diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar todos los abrojos.
2. Pasar la pierna a través de la rodillera, de modo que el orificio central quede sobre la rótula. El logo Wellbrace debe quedar centrado en el borde inferior delantero.
3. Regular la amplitud de flexo-extensión de las articulaciones R.O.M. Este procedimiento debe ser supervisado por un médico especialista. Ambas articulaciones deben estar graduadas en la misma posición.
4. Cerrar la rodillera al frente.
5. Ajustar los abrojos y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Antes de utilizar el producto, verificar que las dos articulaciones R.O.M. tienen correctamente colocados los ocho (8) pernos, cuatro (4) cada una. La colocación incorrecta u omisión en la colocación de alguno de ellos puede ocasionar inconvenientes en el uso del producto.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos y extraer las ballenas. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Distensiones ligamentarias
- * Inestabilidades ligamentarias crónicas
- * Artrosis
- * Hiperextensión - Genu Recurvatum
- * Genu Varum
- * Genu Valgum
- * Lesiones de meniscos
- * Osteoartritis
- * Post operatorio
- * Sinovitis
- * Patologías de MCL - Ligamento Colateral Medio
- * Patologías de LCL - Ligamento Colateral Lateral
- * Patologías de ACL - Ligamento Cruziforme Anterior
- * Patologías de PCL - Ligamento Cruziforme Posterior

Composición

Interior: Policloropreno 100%
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

R10 - R11 - 1200/2/4 - 1300/2/4

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	440 g / 0,440 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global